



Nova cena:1970,00 RSD

~~Cena: 2080,00 RSD~~

Prodajna cena sa popustom

Popust:-110,00 RSD

MEDICAL Dozator za te?nu penu, dezinfekciono sredstvo na bazi alkohola ili antibakterijski gel, na dolivanje, kapaciteta 500 ml. Pogodan za zdravstvene ustanove zbog mogu?nosti pritiskanja laktom.



Opis

MEDICAL Dozator za te?nu penu ili dezinfekciono sredstvo METALIC Vialli F5MC , izra?en od visokokvalitetne ABS plastike, kapaciteta 500 ml

Zbog karakteristika pumpe za ispuhavanje te?ne pene,

NE SME SE KORISTITI ZA TE?NI SAPUN

Dozator sa rezervoarom u koji se uliva te?na pena. Ovaj dozator je izra?en od visokokvalitetne ABS/SAN plastike. Specijalna pumpa omogu?ava koriš?enje te?ne pene ili sredstava za dezinfekciju na bazi alkohola, kao i antibakterijskog gela za dezinfekciju. Materijal i boje koje se koriste su u skladu sa medjunarodnim standardima i normama. Kontrola kvaliteta visokog stepena u toku procesa izrade garantuje bezbednost i kvalitet. Dozator se redovno kontroliše u akreditovanim laboratorijama.

- Dozator za te?nu penu ili dezinfekciono sredstvo sa rezervoarom , izra?en je od visokokvalitetne ABS Plastike, dok je dugme za izbacivanje te?nosti u završnoj obradi HROMIRANO visoki sjaj.
- Pogodan je za koriš?enje u zdravstvenim ustanovama, operacionim salama i sl. zbog mogu?nosti da se taster za doziranje te?nosti može pritisnuti laktom.



- Kapacitet: 500 ml (0,5L)
- Prilikom svakog ispumpavanja te?nosti, dozator ?e izbaciti 0,7ml, što je dovoljno za više od 700 doza po rezervoaru.
- Tip rezervoara za te?nost: rezervoar sa poklopcem u koji se uliva te?nost je ugra?en u ku?ištu dozatora i lako se skida radi ?iš?enja.
- Mogu?nost zaklju?avanja (klju? se dobija u kompletu sa dozatorom)
- Opciono postoji mogu?nost ugradnje dugmeta za otvaranje umesto klju?a (dugme za otvaranje dozatora nije ura?unato u cenu i poru?uje se posebno)



- Odgovara HACCP standardu, kao i ostalim standardima za bezbednost proizvoda.
- Odgovaraju?e punjenje: Te?na pena, sredstva za dezinfekciju na bazi alkohola, antibakterijski gel.

NE SME SE KORISTITI ZA TE?NI SAPUN,

zato što te?ni sapun sadrži soli koje mogu oštetiti pumpu!

- Boje u kojima se dozator proizvodi: Bela, Crna i Metalik Siva

Montaža dozatora:

- Montaža dozatora se vrši pomo?u tiplova i šrafova koji se dobijaju u kompletu. Montaža se može vršiti i bez bušenja zida, lepljenjem specijalnim lepkovima na bazi silikona (Bison, Moment-Fix i sl.). Ovi lepkovi se ne dobijaju uz dozator , ve? se moraju kupiti odvojeno. Ovi lepkovi se mogu na?i u svakoj farbari. Prilikom lepljenja dozatora na podlogu, dovoljno je lepak naneti u pet ta?aka na pole?inu dozatora, po jednu ta?ku u uglovima i jednu ta?ku na sredini dozatora. U slu?aju lepljenja, poželjno je dozator dodatno zalepiti za podlogu sa duplex - obostrano lepljivom trakom na jednom ili dva mesta, ili zalepiti krep trakom preko dozatora za podlogu, kako bi duplex ili krep traka držali dozator u željenom položaju dok se silikonski lepak ne stegne. Najbolje je dozator koristiti 24 ?asa posle obavljene montaže lepljenjem. U slu?aju montaže dozatora pomo?u tiplova i šrafova, dozator se može koristiti odmah.

Održavanje dozatora:

Ovaj dozator ne zahteva specijalno održavanje. Bitno je samo koristiti odgovaraju?e punjenje (te?na pena, dezinfekciona sredstva na bazi alkohola ili antibakterijski gel) koje u sebi nema mikro ?estica. Dovoljno je povremeno skinuti rezervoar sa poklopcem i oprati ga toplom vodom iznutra i spolja. Dozator spolja prebrisati vlažnom krpom. Ne koristiti abrazivna sredstva da ne bi došlo do ošte?enja spoljnih površina.

GENERALNI UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA SRBIJU:

EUROPLAST d.o.o. BEOGRAD

Anice Savi? - Rebac 13

11060 Beograd

tel: 011/275-66-66

e-mail: prodaja@europlast.co.rs
