




Nova cena:1560,00 RSD

Prodajna cena sa popustom

Dozator za dezinfekciono sredstvo na bazi alkohola ili antibakterijski gel, na dolivanje, kapaciteta 500 ml



Opis

Dozator za dezinfekciono sredstvo BELI Vialli D5 , izra?en od visokokvalitetne ABS plastike, kapaciteta 500 ml

Zbog karakteristika pumpe za ispumpavanje,

NE SME SE KORISTITI ZA TE?NI SAPUN

Dozator sa rezervoarom u koji se uliva dezinfekciono sredstvo na bazi alkohola. Ovaj dozator je izra?en od visokokvalitetne ABS/SAN plastike. Specijalna pumpa omogu?ava koriš?enje sredstava za dezinfekciju na bazi alkohola, kao i antibakterijskog gela za dezinfekciju. Materijal i boje koje se koriste su u skladu sa medjunarodnim standardima i normama. Kontrola kvaliteta visokog stepena u toku procesa izrade garantuje bezbednost i kvalitet. Dozator se redovno

kontroliše u akreditovanim laboratorijama.

- Dozator za dezinfekciono sredstvo sa rezervoarom , izra?en je od visokokvalitetne ABS Plastike .
- Kapacitet: 500 ml (0,5L)
- Prilikom svakog isumpavanja te?nosti, dozator ?e izbaciti 0,7ml, što je dovoljno za više od 700 doza po rezervoaru.
- Tip rezervoara za te?nost: rezervoar sa poklopcem u koji se uliva te?nost je ugra?en u ku?ištu dozatora i lako se skida radi ?iš?enja.
- Mogu?nost zaklju?avanja (klju? se dobija u kompletu sa dozatorom)
- Opciono postoji mogu?nost ugradnje dugmeta za otvaranje umesto klju?a (dugme za otvaranje dozatora nije ura?unato u cenu i poru?uje se posebno)



- Odgovara HACCP standardu, kao i ostalim standardima za bezbednost proizvoda.
- Odgovaraju?e punjenje: Sredstva za dezinfekciju na bazi alkohola, antibakterijski gel.

NE SME SE KORISTITI ZA TE?NI SAPUN,

zato što te?ni sapun sadrži soli koje mogu oštetiti pumpu!

- Boje u kojima se dozator za dezinfekciona sredstva proizvodi: Bela, Crna i Metalik Siva

Montaža dozatora:

- Montaža dozatora se vrši pomo?u tiplova i šrafova koji se dobijaju u kompletu. Montaža se može vršiti i bez bušenja zida, lepljenjem specijalnim lepkovima na bazi silikona (Bison, Moment-Fix i sl.). Ovi lepkovi se ne dobijaju uz dozator , ve? se moraju kupiti odvojeno. Ovi lepkovi se mogu na?i u svakoj farbari. Prilikom lepljenja dozatora na podlogu, dovoljno je lepak

naneti u pet ta?aka na pole?inu dozatora, po jednu ta?ku u uglovima i jednu ta?ku na sredini dozatora. U slu?aju lepljenja, poželjno je dozator dodatno zalepiti za podlogu sa duplex - obostrano lepljivom trakom na jednom ili dva mesta, ili zalepiti krep trakom preko dozatora za podlogu, kako bi duplex ili krep traka držali dozator u željenom položaju dok se silikonski lepak ne stegne. Najbolje je dozator koristiti 24 ?asa posle obavljene montaže lepljenjem. U slu?aju montaže dozatora pomo?u tiplova i šrafova, dozator se može koristiti odmah.

Održavanje dozatora:

Ovaj dozator ne zahteva specijalno održavanje. Bitno je samo koristiti odgovaraju?e punjenje (dezinfekciona sredstva na bazi alkohola ili antibakterijski gel) koje u sebi nema ?vrstih mikro ?estica. Dovoljno je povremeno skinuti rezervoar sa poklopcem i oprati ga toplom vodom iznutra i spolja. Dozator spolja prebrisati vlažnom krpom. Ne koristiti abrazivna sredstva da ne bi došlo do ošte?enja spoljnih površina.

GENERALNI UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA SRBIJU:

EUROPLAST d.o.o. BEOGRAD

Anice Savi? - Rebac 13

11060 Beograd

tel: 011/275-66-66

e-mail: prodaja@euoplast.co.rs