



Nova cena: 2629,00 RSD

Prodajna cena sa popustom

MEDICAL Dozator za dezinfekciono sredstvo na bazi alkohola ili antibakterijski gel, na dolivanje, kapaciteta 1000 ml. Pogodan za zdravstvene ustanove zbog mogu?nosti pritiskanja laktom.



Opis

MEDICAL Dozator za dezinfekciono sredstvo CRNI Vialli D6MB , izra?en od visokokvalitetne ABS plastike, kapaciteta 1000 ml

Zbog karakteristika pumpe za ispuhavanje,

NE SME SE KORISTITI ZA TE?NI SAPUN

Dozator sa rezervoarom u koji se uliva dezinfekciono sredstvo. Ovaj dozator je izra?en od visokokvalitetne ABS/SAN plastike. Specijalna pumpa omogu?ava koriš?enje sredstava za dezinfekciju na bazi alkohola, kao i antibakterijskog gela za dezinfekciju. Materijal i boje koje se koriste su u skladu sa medjunarodnim standardima i normama. Kontrola kvaliteta visokog

stepena u toku procesa izrade garantuje bezbednost i kvalitet. Dozator se redovno kontroliše u akreditovanim laboratorijama.

- Dozator za dezinfekciono sredstvo sa rezervoarom , izra?en je od visokokvalitetne ABS Plastike.

- Pogodan je za koriš?enje u zdravstvenim ustanovama, operacionim salama i sl. zbog mogu?nosti da se taster za doziranje te?nosti može pritisnuti laktom.



- Kapacitet: 1000 ml (1,0L)

- Prilikom svakog ispušavanja te?nosti, dozator ?e izbaciti 0,7ml, što je dovoljno za više od 1400 doza po rezervoaru.

- Tip rezervoara za te?nost: rezervoar sa poklopcem u koji se uliva te?nost je ugra?en u ku?ištu dozatora i lako se skida radi ?iš?enja.

- Mogu?nost zaklju?avanja (klju? se dobija u kompletu sa dozatorom)

- Opciono postoji mogu?nost ugradnje dugmeta za otvaranje umesto klju?a (dugme za otvaranje dozatora nije ura?unato u cenu i poru?uje se posebno)



- Odgovara HACCP standardu, kao i ostalim standardima o bezbednosti hrane i predmeta opšte upotrebe.

- Odgovaraju?e punjenje: Te?na pena, sredstva za dezinfekciju na bazi alkohola, antibakterijski gel.

NE SME SE KORISTITI ZA TE?NI SAPUN,

zato što te?ni sapun sadrži soli koje mogu oštetiti pumpu!

- Boje u kojima se dozator proizvodi: Bela, Crna i Metalik Siva

Montaža dozatora:

- Montaža dozatora se vrši pomoću tiplova i šrafova koji se dobijaju u kompletu. Montaža se može vršiti i bez bušenja zida, lepljenjem specijalnim lepkovima na bazi silikona (Bison, Moment-Fix i sl.). Ovi lepkovi se ne dobijaju uz dozator, već se moraju kupiti odvojeno. Ovi lepkovi se mogu naći u svakoj farbari. Prilikom lepljenja dozatora na podlogu, dovoljno je lepak naneti u pet tačaka na polećinu dozatora, po jednu tačku u uglovima i jednu tačku na sredini dozatora. U slučaju lepljenja, poželjno je dozator dodatno zalepiti za podlogu sa duplex - obostrano lepljivom trakom na jednom ili dva mesta, ili zalepiti krep trakom preko dozatora za podlogu, kako bi duplex ili krep traka držali dozator u željenom položaju dok se silikonski lepak ne stegne. Najbolje je dozator koristiti 24 časa posle obavljene montaže lepljenjem. U slučaju montaže dozatora pomoću tiplova i šrafova, dozator se može koristiti odmah.

Održavanje dozatora:

Ovaj dozator ne zahteva specijalno održavanje. Bitno je samo koristiti odgovarajuće punjenje (tečna pena, dezinfekciona sredstva na bazi alkohola ili antibakterijski gel) koje u sebi nema mikroorganizama. Dovoljno je povremeno skinuti rezervoar sa poklopcem i oprati ga toplom vodom iznutra i spolja. Dozator spolja prebrisati vlažnom krpom. Ne koristiti abrazivna sredstva da ne bi došlo do oštećenja spoljnih površina.

GENERALNI UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA SRBIJU:

EUROPLAST d.o.o. BEOGRAD

Anice Savić - Rebac 13

11060 Beograd

tel: 011/275-66-66

e-mail: prodaja@europlast.co.rs